



PROYECTO:

Pre-Fall – Sistema inteligente para la prevención y predicción de caídas (Evaluación Técnica Hito 1)

Depto. Ingeniería: Iván Jiménez

INDICE:


- 1. Paquete de Trabajo 1: E1.1, E1.2, E1.3
- 2. Paquete de Trabajo 2: E2.1, E2.2, E2.3
- 3. Problemas y Soluciones
- 4. Prueba de validación







Cronograma del Proyecto









1. Paquete de Trabajo 1

- Entregable 1.1: Informe de estado de la técnica
- Entregable 1.2: Catálogo de requisitos
- Entregable 1.3: Diseño conceptual del sistema







- Revisión bibliográfica
- Tipos de dispositivos:
 - Vestibles: plantillas, calzado, etc.
 - Inerciales: diferentes tipos de sensores en un dispositivo para registro de datos cinemáticos.
 - No vestibles: captura de movimientos, plataformas de fuerza, etc.








- Requisitos para el dispositivo de medición de la marcha humana: IMU (Inertial Measurement Unit) -> software de registro de dispositivos IoT para biomecánica.
- Requisitos para los algoritmos de modelado: aprendizaje supervisado (algoritmos Machine Learning).
- Requisitos de la interfaz de usuario: arquitectura de microservicios (Docker, Celery, API para modelo)







1. Entregable 1.3. Arquitectura y Casos de Uso









2. Paquete de Trabajo 2

- Entregable 2.1: Banco de pruebas
- Entregable 2.2: Protocolo de benchmarking para la evaluación de dispositivos inerciales de medición de la marcha
- Entregable 2.3: Plan de captura de datos







Autor, Año	Sujetos (con riesgo de caída)	Media edad	Tipo de Sensor	Número de sensores	Ubicación	Test
Kokima, 2008 [3]	153 (22)	71	ACC	1	Espalda baja	Walking
O'Sullivan, 2009 [4]	17 (12)	77	ACC	1	Espalda baja	Stand up
Green, 2010 [5]	349 (207)	72.4	GYR	2	Espinillas	TUG
Itoh, 2012 [6]	30 (7)	75	ACC+ GYR	1	Espalda baja	Stand up
Senden, 2012 [7]	100 (50)	76.5	ACC	1	Espalda baja	Walking
Doheny, 2013 [8]	39 (19)	71.5	ACC	2	Muslo, Esternón	5 times sit to stand test
Doi, 2013 [9]	73 (16)	80.7	ACC	2	Espalda baja, espalda alta	10m walk test
Weiss, 2013 [10]	71 (32)	78.4	ACC	1	Espalda baja	Walking
Cui, 2014 [11]	81 (39)	78.4	ACC	1	Espalda baja	Walking







			Sensor location	Trend		Non-Fallers			Fallers		
Feature (units)	Author, Year	Task			Weight (%)	N	Mean	SD	N	Mean	SI
Linear acceleration features											
ML RMS acceleration (g)	Doheny, 2012	Quiet standing (EO)	Lower back	1953	50.7	21	0.03	0.01	19	0.03	0.0
	Greene, 2012	Quiet standing (EO)	Lower back	11	49.3	55	0.04	0.01	65	0.06	0.0
ML RMS acceleration (g)	Doheny, 2012	Quiet standing (EC)	Lower back	11	44.3	21	0.03	0.01	19	0.04	0.0
- II II	Greene, 2012	Quiet standing (EC)	Lower back	1	55.7	55	0.04	0.01	65	0.05	0.
Spatial features											
Number of steps (steps)	Weiss, 2011	TUG (Walking)	Lower back	1	43.6	18	10.61	1.80	23	11.52	1.
FER MA STROTT	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	11	56.4	142	10.60	2.40	207	12.80	3.
Step length (m)	Weiss, 2011	TUG (Walking)	Lower back	1	49.8	18	0.56	0.08	23	0.53	0.
	Senden, 2012	Walking	Lower back	11	50.2	50	0.51	0.13	50	0.66	0.
Temporal features	E.SPORNICH ROLL	10,000,000	100000000000000000000000000000000000000	1.1	0.00150	27/05/19	1505.5	2534000	10000	20025	1000
Cadence (steps/min)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	11	50.2	142	108.00	19.30	207	99.20	19.
cauche (steps ann)	Senden, 2012	Walking	Lower back	11	49.8	50	101.40	13.80	50	111.60	10.
Gait speed (m/s)	Doi, 2013	10MWT	Lower back	11	32.3	57	0.98	0.34	16	0.63	0.
Gan speed (m/s)	Weiss, 2011	TUG (Walking)	Lower back	11	34.1	18	0.68	0.10	23	0.60	0.
	Senden, 2012	Walking	Lower back	11	33.6	50	0.86	0.26	50	1.23	0
St (1)		TO SECURE A SECURITARIA A SECURITARI	Shins		26.5	142	0.60	0.10	207	0.70	0
Step time (s)	Greene, 2010	TUG (Walking)		11							
	Weiss, 2011	TUG (Walking)	Lower back	11	23.8	18	0.50	0.06	23	0.56	0
	Weiss, 2013	Walking	Lower back	11	25	39	0.56	0.04	32	0.60	0.
	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	24.6	21	0.57	0.05	19	0.58	0
Stance time (5)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins		71.1	142	0.80	0.20	207	0.80	0
	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	28.9	21	0.68	0.10	19	0.70	0
Swing time (s)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	7-	96.3	142	0.50	0.10	207	0.50	0
	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	3.7	21	0.47	0.25	19	0.43	0
Stride time (s)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	13.5-3	51.6	142	1.20	0.20	207	1.20	0
	Weiss, 2013	Walking	Lower back	11	28.2	39	1.12	0.09	32	1.20	0.
	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	20.2	21	1.11	0.11	19	1.13	0
Total time (s)	Weiss, 2011	TUG	Lower back	11	52	18	8.68	1.62	23	10.10	1
	Greene, 2010	TUG	Shins	11	48	142	12.40	5.10	207	15.60	6.
Single support time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins		68.9	142	80.00	10.00	207	80.00	10
	Doheny, 2012	Walking	Shins	11	31.1	21	78.39	5.59	19	75.53	4
Double support time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	II	55.4	142	50.00	20.00	207	40.00	20.
Double Support that (14)	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	44.6	21	24.67	17.08	19	24.47	4.
CV of step time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	*	43.3	142	40.30	22.90	207	42.00	21
C v of step time (70)	Doheny, 2012	Walking	Shins		56.7	21	4.92	4.39	19	6.20	8
CTI 6 - (9/)						142			207	43.30	19
CV of stance time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins		65.6 34.4		45.00 6.03	20.40 8.67			10
CTT 0	Doheny, 2012	Walking	Shins			21			19	7.40	
CV of swing time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins		43	142	31.00	22.00	207	28.10	19.
G4400400 4400400 G460	Doheny, 2012	Walking	Shins	11	57	21	5.06	2.97	19	7.26	4
CV of stride time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	1	58.8	142	23.40	14.70	207	24.00	13.
00222002000000000000000000000000000000	Doheny, 2012	Walking	Shins	T	41.2	21	4.19	5.56	19	4.96	6.
CV of single support time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins	1	38.8	142	21.10	19.20	207	22.90	15.
Bally Markette Company Attack	Doheny, 2012	Walking	Shins	1	61.2	21	4.08	4.51	19	5.41	5.
CV of double support time (%)	Greene, 2010	TUG (Walking)	Shins Shins	<u></u>	52.6 47.4	142 21	82.60 10.02	27.80 9.61	207 19	80.70 16.54	26.
F	Doheny, 2012	Walking	onins	1	41.4	21	10.02	9.01	19	10.54	12.
Frequency features	D . 2012	101 57		1.1	50.0	-	2.60	0.00	10	0.00	20
VT Harmonic ratio (n.u.)	Doi, 2013	10MWT	Lower back	11	50.3	57	2.69	0.93	16	2.07	0.
was to a region of the same	Senden, 2012 TUG: Timed Up :	Walking	Lower back	11	49.7	50	2.18	1.09	50	3.09	1.

EO: Eyes Open; EC: Eyes Closed; TUG: Timed Up and Go test; 10MWT: 10-Meters Walking Test







^{↓↓ (↑↑):} significantly lower (higher) for subjects in the fallers (high-risk) subgroup

^{↓ (↑):} lower (higher) for subjects in the fallers (high-risk) subgroup

^{-:} No difference between subgroups

Entregable 2.1:

Ubicación de los inerciales y tipos de pruebas

Ubicación de IMU	Porcentaje más alto
Parte baja de la espalda: sacro, pelvis, vertebras L3 a L5	65%

Prueba	Porcentaje
Caminar	45%
TUG	32.5%
FTSS	22.5%
StandUp	20%
Otros	17.5%







Entregable 2.1:

Features para analizar

Categoría de variable	Porcentaje de uso para evaluar riesgo de caída
Posición y Ángulo.	7.7%
Velocidad angular	11.5%
Aceleración lineal	20%
Espaciales	3.8%
Temporales	23.1%
Energía	3.8%
Frecuencia	15.4%
Otras	14.6%







Entregable 2.1: Descripción de la prueba

Batería de Pruebas	Distancia/ ubicación	Tiempo	Ubica-ción Inercial	Tipo de sujetos	Sensores del IMU	Variables
Caminar (segmento de 8 metros ida y vuelta)	8 metros ida y vuelta / laboratorio	90 s (aprox.)	Espalda Baja (sacro)	Riesgo de caída y no riesgo de caída	Aceleró- metro triaxial, Giroscopio triaxial, Magnetó- metro triaxial	Aceleración lineal. Espacio Tiempo Frecuencia








Entregable 2.1:

Laboratorio












Entregable 2.1:

Proceso de Registro











Proveedor	Sensores inerciales	Precio	Accelerómetro x3	Giroscopio x3	Magnetómetro x3
Mbientlab Inc.	Metamotion RL+	90 USD	Sí	Si	Sí
WiseWare Solutions	Actisense	300 €	Sí	Sí	Sí
LP-Research Inc.	LPMBS-2	290 USD	Sí	Sí	Sí















Peso	16 gr			
FormFactor minituarizado	36mm × 15 mm x 30mm con carcasa			
Modo de uso	50 horas de uso			
Tipo de Batería	Litio			
Resistencia	IP 20			
Cumplimiento normativo	CE, FCC, IC			
API Programable	C# y Python			
Transferencia de Datos	Bluetooth Low Energy 4.0 Smart® / 5.0 / 5.1			
SD Card	16 Gb			
	Rango: ± 125, ± 250, ± 500, ± 1000 °/s			
Giroscopio	Precisión: 16b			
59	Tasa Muestreo: 25Hz, 100Hz, 200Hz			
	Rango: ± 2, ± 4, ± 8 g			
Acelerómetro	Precisión: 16b			
	Tasa Muestreo: 25Hz, 100Hz, 200Hz			
	Rango: ±4912 uT			
Magnetómetro	Precisión: 16b			
	Tasa Muestreo: 25Hz, 100Hz, 200Hz			
	Salidas: Quaternion, Euler Angles (Yaw, Pitch,			
Sangar Eugian	Roll), Linear Acc.			
Sensor Fusion	Precisión: < 1º RMS			
	Tasa de muestreo: 25Hz, 100 Hz, 200 Hz			







Proceso de scoring




Resultados

Sensores Inerciales	Acceso y Extracción	Tamaño	Autonomía	Comunicaciones	Facilidad de Uso Cotidiano	Score
MetamotionRL2+® (Mbientlab Inc.™)	2	1	1	3	1	8
ActiSense® (WiseWare™ Technologies)	3	2	3	3	3	14
LPMBS-2 [®] (LP-Research Inc.™)	3	3	1	2	3	12
















Validación











Hito 1

 HITO 1: Dispositivo de captación de datos identificado, validado y probado (M16)







3. Problemas y Soluciones

- Sujetos mayores de 60 años en el laboratorio
- Transportar el sistema de registros a centros hospitalarios, residencias, etc.

Soluciones

- Hemos ampliado la horquilla de edad para pacientes < 60 años.
- Teniendo en cuenta que los sujetos de distinta edad pueden tener también riesgo de caída y también pueden tener procesos de rehabilitación -> no perjudica el experimento.







4. Prueba de validación

- Registro IMU por el software DAT de IBC para PreFall (se hará uno sin pacientes para ver cómo funciona la herramienta y el IMU)
- Muestra del proceso de validación mediante el MOCAP.





